



MOPEDIA

NÁVOD K POUŽITÍ OCELOVÝCH CHODÍTEK

OBSAH

1. KÓDY.....	12
2. ÚVOD	12
3. ÚČEL POUŽITÍ.....	12
4. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12
5. VAROVÁNÍ	13
5.1 Obecné informace.....	13
5.2 Upozornění pro použití.....	13
5.3 Informace o stabilitě.....	13
5.4 Montáž.....	13
6. PŘED POUŽITÍM.....	13
7. POKYNY K INSTALACI.....	14
7.1 Než výrobek sestavíte	14
8. MONTÁŽ.....	14
8.1 Rozložení chodítka	14
8.2 Složení chodítka	14
8.3 Úprava rukojetí.....	14
8.4 Stolek (pouze pro RP685B a RP690B/R).....	14
8.5 Košík (pro RP685B - RP690B/R - RP691).....	14
8.6 Taška (pouze pro RP685B).....	15
8.7 Sedátko (pouze pro RP680-RP687-RP690B/RP691).....	15
8.8 Brzdy	15
9. JAK POUŽÍVAT.....	15
10. PÉČE A ÚDRŽBA.....	15
11. ČIŠTĚNÍ	16
12. PÉČE O KOLA.....	16
13. TECHNICKÉ PARAMETRY	16
14. NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	17
15. ZÁRUKA.....	17
15.1 Opravy.....	18
15.2 Náhradní díly.....	18
15.3 Ustanovení o výjimce.....	18

Zdravotnický prostředek třídy I
podle směrnice 93/42 / EHS a následných změn

1. Kódy

RP675	dvoukolové chodítko ocelové bez sedátka POSEIDON
RP680	dvoukolové ocelové chodítko se sedátkem ZEUS
RP685B	3-kolové ocel chodítko CRYO
RP687	3-kolové ocelové chodítko se sedátkem SELENE
RP690B	4-kolové ocelové chodítko - modrá barva DYONE
RP690R	4-kolové ocelové chodítko - červená barva DYONE
RP691	4-kolové ocelové chodítko s předloketní opěrkou ERA

2. Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili chodítko MOPEDIA od společnosti MORETTI S.p.A., které je určeno na pomoc lidem s pohybovými obtížemi uvnitř i venku v každodenním životě. Výroba byla provedena podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti v souladu s Evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42/EHS).

Tento návod k obsluze vám dává doporučení pro správné použití a pro vaši bezpečnost. Doporučujeme, abyste si před použitím pozorně přečetli tento návod k použití. V případě pochybností kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Zkontrolujte všechny součásti a ověřte, že se nejedná o poškození při přepravě. V případě poškození při přepravě nepoužívejte. Další pokyny získáte od prodejce.

3. Zamýšlené použití

Toto chodítko je vhodné pro lidi s pohybovými problémy. Může být použito jako pomoc k usnadnění ambulantní nebo dokonce asistované péče. Každopádně ho nemohou používat lidé se zjevnou poruchou ruky nebo paže, dokonce ani lidé s problémy s rovnováhou. Chodítko lze použít dovnitř a ven. Doporučujeme používat na rovném povrchu, kde jsou všechna kola na zemi. Nelze jej použít na kamenité zemi ani na šikmé ploše, protože chodítko může být nestabilní. Není určeno k přepravě osob nebo věcí.



VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte výrobek k účelům, které nejsou uvedeny v této příručce. Moretti Spa odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli následky vyplývající z nesprávného použití tohoto produktu a z neoprávněné změny rámu produktu. Výrobce může zařízení nebo návod k obsluze upravit bez předchozího upozornění.

4. Prohlášení o shodě

5. Moretti S.p.A. prohlašuje na výhradní odpovědnost, že produkt vyrobený a obchodovaný společností Moretti S.p.A. a patřící do sortimentu chodítek je v souladu s Evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích (93/42 / EHS). Moretti S.p.A. ručí a prohlašuje na výhradní odpovědnost, co následuje:

1. Daná zařízení splňují základní požadavky uvedené v příloze I ° směrnice 93/42 / EHS, jak je požadováno podle přílohy VII směrnice.
2. Daná zařízení NEJSOU měřicími přístroji.
3. Předmětná zařízení nejsou určena pro klinické zkoušky.

4. Daná zařízení jsou uváděna na trh v kategorii – nesterilní.
5. Předmětná zařízení patří do třídy I°
6. Není povoleno používat a / nebo instalovat zařízení v jiné mimo zamýšlené použití předepsané Moretti S.p.A.
7. MORETTI S.p.A. udržuje a dává k dispozici příslušnému úřadu technickou dokumentaci prokazující soulad se směrnicí 93/42 / EHS.

5. Varování

5.1 Obecná varování

- NEINSTALUJTE ani nepoužívejte zařízení před přečtením a porozuměním této příručky; Pokud nedokážete porozumět výstrahám, varováním nebo pokynům, obraťte se před instalací tohoto zařízení na prodejce nebo technický personál, abyste se vyhnuli zraněním nebo poškození;
- Chodítko by měli používat pouze pacienti s vhodnou motorickou kapacitou, která zajišťuje jeho použití bez rizika;
- Poradte se s lékařem nebo terapeutem o správném nastavení a správném použití;
- Lékař nebo terapeut by měl určit nastavení výšky pro maximální podporu, pro správnou aktivaci brzdy a pro generální sestavu;
- Chodítka nejsou určena k použití jako zařízení s vlastním pohonem.

5.2 Varování pro použití

- Zajistěte správné nastavení brzdového lanka;
- Po každém nastavení výšky ověřte správnou funkci brzdy, abyste zabránili uvolnění lanka;
- Porušení těchto jednoduchých pravidel může způsobit osobní škody;
- Chodítko lze použít pouze na tvrdém a rovném povrchu. Nepoužívejte chodítko k jízdě po schodech
- Opírejte se vždy o obě rukojeti, aby byla zachována rovnováha;
- Věnujte zvláštní pozornost mokřým, ledovým nebo sněhovým podmínkám;
- Nepřetěžujte chodítko;
- Nepoužívejte sedačku chodítka (pokud tam je) k přepravě osob nebo majetku, sedátko je určeno pro uživatele se zapnutou parkovací brzdou;
- Všechna kola musí být během používání v kontaktu s podlahou kdykoli během používání, aby bylo zajištěno správné vyvážení chodítka a maximální bezpečnost;
- Před použitím sedátka musí být zabrzděna brzda.

Poznámka: Pokud se chodítko používá v ustálené poloze, musí být ruční brzda zablokována

5.3 Varování o stabilitě

- Chodítko má nosnost až 136 kg, VČETNĚ nakládacího koše;
- Koš má hmotnostní omezení 5 kg.

5.4 Sestavování a skládání varování

- Ověřte, že obě opěrné trubky držadla jsou správně zasunuty do rámu a zajištěny zajišťovacími knoflíky uzamčenými do držáku pomocí hlavních křídlových matic a knoflíků bez pohybu;
- Obě trubky držadla jsou bezpečně zajištěny v hlavní nosné části křídlovými maticemi a knoflíky bez jakýchkoli pohybů;

- Na rám chodítka nic nezavěšujte, aby nedošlo k deformaci trubek a ohrožení stability. Poranění může být také způsobeno deformací;
- Během rozkládání a skládání dávejte pozor na skřípnutí prstů a / nebo oblečení.

6. Před použitím

Před použitím zařízení vždy zkontrolujte:

1. Že všechny části chodítka jsou bezpečně uzamčeny;
2. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utažené;
3. Ujistěte se, že je sedátko správně zajištěno (pokud to 'nestisknete se spodním rámem sedadla');
4. Zkontrolujte, zda je aretace sedátka správně zajištěna;
5. Zkontrolujte správnou funkci brzdy a normální brzdy.

7. Pokyny k instalaci

7.1 Než výrobek sestavíte

Před montáží výrobku vybalte produkt a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během přepravy. V případě, že je chodítko poškozeno, kontaktujte nejbližšího prodejce.

8. Montáž

8.1 Rozložení chodítka

RP675-RP680-RP690B/R-RP691

Rozložte chodítko tahem za přední část rámu pomocí páky na nohou

RP685B-RP687

Rozložte chodítko a posuňte výztužnou tyč v přední části směrem dolů.

Umístěte trubky držadla do rámu. Otáčejte zajišťovacími knoflíky, dokud nejsou zajištěny. Šestihranný otvor je nutný pro uložení hlavy šroubu.

8.2 Složení chodítka

RP675-RP680- RP690B/R –RP691

Zatlačte páku na postranní trubky a vraťte přední část chodítka.

RP685B-RP687

Odstraňte táč, koš, tašku, zatáhněte za páku vyztuženou dovnitř a sklopte chodítko.

8.3 Úprava rukojetí

Pomocí bočních knoflíků upravte výšku držadel. Odšroubujte knoflík, umístěte rukojeti do požadované výšky, otočte knoflíkem ve směru hodinových ručiček, abyste jej utáhli a znovu jej utáhněte. Opakujte pro další držadlo a ujistěte se, že obě držadla jsou umístěna ve stejné výšce.



VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že rukojeť je v souladu se směrem pohybu chodítka. Pokud držadlo nezůstane rovné, existuje riziko, že se chodítko zakolísá nebo převrátí, zejména pokud jej zatlačíte tvrději.

8.4 Stolek (pouze pro RP685B a RP690B/R)

Stolek/tácek slouží pouze k přenosu malých předmětů.



VAROVÁNÍ! Na stolek nepokládejte horké předměty, ostré ani těžké předměty. Chcete-li stolek připevnit k rámu, vložte podpěru, která je na zadní straně příhrádky, do odpovídajících otvorů na sedátku.

8.5 Košík (pro RP685B - RP690B/R - RP691)

Košík je zavěšen dvěma háčky na rám chodítka.



VAROVÁNÍ! Koš používejte pouze pro malé předměty. Nepřetěžujte koš, abyste zabránili nevyváženosti a riziku převrácení

8.6 Taška (pouze pro RP685B)

Taška je připevněna k rámu chodítka pomocí klipů.



VAROVÁNÍ! Maximální kapacita pro tašku je 5 kg. Používejte pouze pro malé předměty. Nepřeplňujte ji, abyste zabránili nevyváženosti a riziku převrácení

8.7 Sedátko (pouze pro RP680-RP687-RP690B/RP691)

Před sezením umístěte chodítko na rovný a pevný povrch a poté zabrzděte brzdy. Ujistěte se, že jsou brzdy bezpečně zablokovány a že je chodítko ve stabilní poloze.



VAROVÁNÍ! Posad'te se a rozložte svoji váhu na sedadlo. Nesedejte tlačení pouze na jednu stranu.

8.8 Brzdy

Jak zabrzdit

Chcete-li chodítko zablokovat, zatáhněte brzdovou páku směrem nahoru, dokud se chodítko nezpomalí nebo nezastaví. Chcete-li pokračovat v pohybu chodítka, uvolněte držadla brzdy.

Pro zajištění kol

Zatlačte dlaní dolů na brzdovou páku až uslyšíte „cvaknutí“ kol.



VAROVÁNÍ! Když uživatel stojí, musí být brzdy zablokovány.

Odjištění kol

Zatáhněte za obě brzdové páky, dokud nejsou odblokovány.

9. Jak používat

- Začněte tlačit, když jste ve svislé poloze oběma rukama na rukojeti;

- Před použitím chodítka se ujistěte, že máte suché ruce, aby nedošlo k uklouznutí;
- Chodte ve vzpřímené pozici s očima směřujícíma dopředu a nikoli dolů;
- Netlačte chodítko příliš daleko od těla, mohlo by to způsobit nedostatečné zatížení a pád;
- Nepoužívejte chodítko k překonání kroků vyšších než 20 mm;
- Při používání venku dávejte přednost chodníkům řádně připraveným v souladu s předpisy pro odstraňování architektonických bariér;

10. Péče a údržba

Zařízení MOPEDIA od Moretti SpA na trhu jsou pečlivě zkontrolována a jsou opatřena značkou CE. Z důvodu bezpečnosti pacienta a lékaře se doporučuje, aby výrobce nebo schválená laboratoř alespoň jednou za dva roky zkontrolovala vhodnost použití vašeho chodítka. Při opravách používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Životnost výrobku závisí na použití, údržbě, skladování a čištění.

11. Čištění

K čištění součástí používejte pouze vlhký hadřík s neutrálním čisticím prostředkem, nepoužívejte čističe obsahující rozpouštědla a kovové kartáče nebo abrazivní nebo ostré předměty, které by mohly produkt poškodit.

12. Péče o kola

1. Vyčistěte kola teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Otřete dosucha čistým hadříkem.
2. Pravidelně promazávejte kola.

13. Technické parametry

Serie POSEIDON - ZEUS										
Produktové kódy	RP675						RP680			
Sedátko	Bez sedátka						37x24,5 cm			
Rám	Ocel									
Váha a rozměry										
										
RP675	61	78	-	61	38,5	24	6	15	-	136
RP680		88	48							
Serie CRYO										
Produktové kódy	RP685B – modrá									
Sedátko	Bez sedátka									
Rám	Ocel									
Váha a rozměry										
										
RP685B	56	81	66	33	28	7,3	20	20		136
		96								

Serie SELENE	
Produktové kódy	RP687
Sedátko	42x28 cm
Rám	Ocel
Váha a rozměry	

										
RP687	58,5	82 99	50	58	33	25	6,5	20	20	136

Serie DYONE		
Produktové kódy	RP690B	RP690R
Barva	modrá	červená
Sedátko	38x16 cm	
Rám	Ocel	
Váha a rozměry		

										
RP690B RP690R	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136

Serie ERA	
Produktové kódy	RP691
Sedátko	38x16 cm
Rám	Ocel
Váha a rozměry	

										
RP691	64	75 98	61	60	44	31	10	20	20	136

14. Náhradní díly/ příslušenství

Náhradní díly a příslušenství najdete v hlavním katalogu Moretti S.p.A.

15. Záruka

Výrobky Moretti mají záruku na materiální nebo výrobní vady po dobu 2 let od data nákupu, s výjimkou případného vyloučení nebo omezení následovně. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím, zneužitím nebo změnou a záruka nebude platná, pokud nebudou přesně dodrženy pokyny k použití.

Správné zamýšlené použití je uvedeno v této příručce.

Moretti neodpovídá za následné škody, zranění osob ani za cokoli způsobené chybnou instalací nebo nesprávným používáním zařízení nebo v souvislosti s ním.

Moretti nezaručuje škody způsobené následujícím stavem: přírodní katastrofa, nepovolená údržba nebo opravy, poruchy způsobené problémy se zásobováním elektřinou (je-li to nutné), použití náhradních dílů, na které se Moretti nevztahuje, nesprávné použití, změna není povolena, odeslání škody (odlišné od původní dodávky Moretti), nebo v případě nedostatečné údržby, jak je uvedeno v příručce.

Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebením při správném používání zařízení.

15.1 Opravy

Oprava záruky: Pokud výrobek Moretti během záruční doby vykazuje materiální nebo výrobní chyby, společnost Moretti odhadne u zákazníka, zda lze závadu odstranit ze záruky. Moretti, podle svého nesporného uvážení, mohla věc opravit nebo vyměnit za prodejce Moretti nebo s vlastní základnou. Pokud je oprava kryta zárukou, mohou být společnosti Moretti odpovědné za náklady práce. Oprava nebo výměna nerozšiřuje záruku.

Oprava není kryta zárukou: Produkt bez záruky může být vrácen po schválení Moretti. **Mzdové a přepravní náklady na vanový zvedák mimo záruku hradí zákazník nebo prodejce. Opravy jsou zaručeny po dobu 6 měsíců od obdržení zboží.**

Vadné zařízení: Zákazník bude informován, pokud Moretti po vrácení a kontrole zařízení prohlásí, že zařízení není vadné. V tomto případě bude zboží odesláno zpět zákazníkovi, přepravné bude uhrazeno zákazníkem.

15. 2 Náhradní díly

Originální náhradní díly Moretti mají záruku 6 měsíců od data přijetí.

15. 3 Ustanovení o výjimce

Moretti nenabízí žádná další prohlášení, záruky nebo podmínky, explicitní ani implicitní, včetně možných prohlášení, záruk nebo podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, neporušování a nezasahování, to vše, co je výslovně uvedeno v této záruce. Moretti nezaručuje nepřetržité a bezchybné použití. Trvání možných implicitních záruk, které lze podle zákona stanovit, je omezeno záruční dobou, v zákonných mezích. Některé státy nebo země neumožňují omezit implicitní záruku nebo vyloučení nebo omezení náhodných škod. V takových zemích nemusí být některá z těchto vyloučení nebo omezení na uživatele použita. Tato záruka může být změněna bez předchozího upozornění.



ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek _____

Datum nákupu _____

Autorizovaný dealer _____

Ulice _____ Místo _____

Kupující _____

Ulice _____ Místo _____



MORETTI S.p.A.

Via Bruxelles, 3 - Melegnano 52022 Cavriglia (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN P.R.C.



Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11

Fax. +39 055 96 21 200
www.morettispa.com
info@morettispa.com