
Pokyny pro montáž a instalaci
PREMIUM – MONTMARTRE – ELYSEE – ELYSEE e –
ESSENTIEL – ESSENTIEL e



7 avenue Bernard Pieds F-10110 BAR-SUR-SEINE – FRANCE

Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12

www.innov-sa.com - innovsa@innovsa.com

(Version 6 – November 2020)



OBSAH

1. OBECNÁ PREZENTACE-----str. 3 to 4

A) Náповěda a přístupnost _____ str.3

B) Obecné bezpečnostní pokyny _____ str.4

2. PODMÍNKY POUŽITÍ-----str. 5 až 7

A) Prostředí použití _____ str.5

B) Nástup a výstup na polohovací křeslo _____ str.6

C) Přemístění polohovacího křesla _____ str.6

D) Řízení polohovacího křesla obsluhou _____ str.6

E) Ovládání křesla v pohybu _____ str.6

F) Životnost _____ str.7

3. POPIS VÝROBKU-----str. 7 až 13

A) Opěrka hlavy _____ str.7

B) Popruhy _____ str.7

C) Posuvná lišta _____ str.7

D) Polohování _____ str.8

E) Sedák Visco Class II. _____ str.9

F) Potah _____ str.9

G) Přední a zadní kola _____ str.9 a 10

H) Opěrka nohou _____ str.10

I) Podnožka _____ str.10 a 11

J) Stranově odklopný stolek _____ str.12

K) Podpora těla _____ str.12

L) Hmotnost uživatele _____ str.13

M) Umístění identifikačního štítku _____ str.13

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE-----str. 13 až 14

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ-----str. 15

A) Údržba _____ str.15

B) Čištění _____ str.15

C) Recyklace _____ str.15

6. ZÁRUKA-----str. 15 až 16

1. OBECNÁ PREZENTACE

Děkujeme Vám za zakoupení polohovacího křesla.

Naše výrobky jsou vyvíjeny a vyráběny ve Francii v souladu s normami požadovanými pro kvalitu a bezpečnost. Z bezpečnostních důvodů si před použitím polohovacího křesla pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Uschovejte tento dokument pro další čtení.

Tato příručka obsahuje nejnovější vývoj produktů. Společnost INNOV'SA si však vyhrazuje právo provádět úpravy bez jakékoli povinnosti upravovat nebo nahrazovat dříve dodané produkty.

Toto polohovací křeslo je určeno pro dezorientované pacienty nebo pro ty, kteří mají potíže s chůzí. Je určeno k přepravě pouze jedné osoby. Křeslo je určeno k používání uvnitř / venku za určitých podmínek.

Je povinné používat křeslo v přítomnosti a bdělosti třetí strany. Při použití dezorientovanou nebo rozrušenou osobou je dohled nezbytný.

Vaše polohovací křeslo se smí používat pouze na plochách, kde se všechna čtyři kola dotýkají země, a s dostatečným kontaktem pro vyvážené odvalování všech kol.

Používejte polohovací křeslo na rovném stabilním povrchu. Nepoužívejte křeslo na zemi pokryté šterkem, blátem nebo ze zaobleného dlážděného kamene, na trávě nebo na jiném nestabilním nebo nerovném povrchu.

Polohovací křeslo nesmí být použito na jiné účely, než je uvedeno v uživatelské příručce.

V případě použití křesla na koberci, se může povrch koberce poškodit.

Používejte pouze příslušenství INNOV'SA.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené absencí nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením pokynů v této příručce.

Dodržování pokynů k použití a údržbě je základním předpokladem záruky.

Modely PREMIUM – MONTMARTRE – ESSENTIEL – ESSENTIEL jsou zdravotnickým prostředkem „Třídy A“.

Modely ELYSEE a ELYSEE e jsou zdravotnickým prostředkem

„Třídy B“.

Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

A) NÁPOVĚDA A PŘÍSTUPNOST

Pro lidi, jejichž postižení znesnadňuje  čtení této příručky je možné:

- přístup na naši webovou stránku www.innov.sa.com pro zobrazení této příručky na obrazovce a přizpůsobení velikosti písma.
- kontaktujte svého autorizovaného prodejce s žádostí o ústní představení uživatelského návodu.

B) OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Uživatel a ošetřovatel musí pečlivě přečíst obecné bezpečnostní a provozní pokyny pro používání polohovacího křesla. Tato příručka poukazuje na postupy a nezbytné techniky zajišťující správné použití produktu. Je důležité tyto techniky vyzkoušet, dokud se nebudete cítit pohodlně při používání výrobku a provádění nejčastěji požadovaných funkcí údržby. Tuto příručku použijte jako základní příručku, ve které mnoho lidí prezentuje úspěšně testované techniky. INNOV'SA povzbuzuje každého uživatele a obsluhu, aby vyzkoušeli, co je pro něj nejlepší, aby vyhovoval jeho prostředí. Musí se však bezpodmínečně dodržovat všechna doporučení tohoto manuálu. Popsané techniky v této příručce jsou výchozím bodem pro uživatele a obsluhu, nejdůležitějším tématem je bezpečnost. Při použití dezorientovanou nebo rozrušenou osobou je dohled nezbytný.

INNOV'SA nedoporučuje používat polohovací křeslo jako tréninkové zařízení. Pro tento účel nebylo vyvinuto a testováno. Společnost INNOV'SA nemůže být činěna odpovědnou v případě zranění a záruka bude považována za neplatnou. Při používání křesla musí všechna 4 kola zůstat v kontaktu se zemí, s výjimkou překročení překážky.

Tento návod k obsluze je určen pro uživatele a distributora.



Nikdy nenechávejte uživatele bez dozoru.

Symbyly uvedené v této příručce



Varování

Označuje nebezpečnou situaci, která může způsobit vážná zranění, která mohou být dokonce smrtelná.



Důležité

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek lehká zranění nebo materiální škody.



Není určeno k použití jako sedadlo v motorovém vozidle.

2. PODMÍNKY POUŽITÍ

! **Obsluha musí vždy pohybovat polohovacím křeslem pomocí tlačné tyče a udržovat ji mírně nakloněnou, aby se opěrka nohou nedotkla země.**



Není určeno k použití jako sedadlo v motorovém vozidle.

Ergonomický tvar invalidního vozíku s rámem a jeho různého příslušenství umožňuje plnohodnotné využití osobami trpícími těmito handicapy:

- ochrnutí
- slabost/malformace kloubů
- léze artikulace
- nemoci, jako je srdeční selhání a oběhový deficit, poruchy rovnováhy nebo kachexie a klinické geriatrické příznaky

Pokud jde o kontraindikace, je třeba vzít v úvahu následující faktory:

- hmotnost nad 130kg
- fyzický a psychický stav
- nedostatečné životní prostředí

U těchto polohovacích křesel lze použít pouze příslušenství INNOV'SA.

Polohovací křeslo je určeno pro lidi, kteří ztratili svalovou sílu, a proto je při jejich používání nutné být obzvláště ostražití.

Je bezpodmínečně nutné zvolit model, který je nejvíce přizpůsoben velikosti těla pacienta.

Před použitím polohovacího křesla zkontrolujte správnou funkci zvedáků a brzd a ujistěte se, že je postroj připevněn.

Pokud je pacient posazen nebo zvednut z křesla, je bezpodmínečně nutné zabrzdit brzdy, svisle sklopit opěrku nohou a seřadit desky na zemi, aby nedocházelo k naklánění dopředu.

Jakmile je pacient usazen v křesle, je nutné zapnout si postroj na tělo a seřadit jej těsně k tělu, aby pacient neklouzal pod postroj. Jakmile je postroj nastaven, musí být polohovací křeslo sklopeno dozadu, aby se posuvný efekt ukončil.

Jakmile je pacient pohodlně usazen, musí být křeslo ustálený, brzdy aktivovány, na dokonale vodorovném povrchu a po každém pohybu musí být brzdy znovu aktivovány.

A) PROSTŘEDÍ POUŽITÍ

Vaše polohovací křeslo se smí používat pouze na plochách, kde se všechna čtyři kola dotýkají země, s dostatečným kontaktem se zemí, aby se kola mohla vyváženě pohybovat.

Doporučuje se předem trénovat s křeslem, pokud je používáno na nerovnostech (obrubník, svah, dlažební kostky)

Polohovací křeslo není konstruováno jako lezecké zařízení nebo k přepravě horkých nebo těžkých předmětů. Při použití na rohožky, koberce nebo volné podlahové krytiny může dojít k poškození podlahy.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody způsobené absencí nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržením pokynů v této příručce.

Polohovací křeslo se má používat při teplotě pod 40 ° a v suchém prostředí, aby se předešlo jakémukoli riziku koroze. Pokud by byl v kontaktu s vlhkostí, po použití jej otřete do sucha. Dodržování pokynů k použití a údržbě je základní podmínkou záruky.

B) NÁSTUP A VÝSTUP NA POLOHOVACÍ KŘESLO



Pokud nemůžete pokračovat v zabezpečeném přesunu, požádejte o pomoc.

1. Umístěte polohovací křeslo co nejbližší k místu (židli, gauči, posteli..) ze kterého se chcete přesunout.
2. Ujistěte se, že jsou brzdy aktivovány.
3. Uvolněte páčku stupačky tak, aby se deska dotýkala země.
4. Pokračujte v nasedání nebo vysedání z polohovacího křesla.

C) PŘEMÍSTĚNÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA

Nejlepším způsobem, jak pohybovat polohovacím křeslem, je otočit ho. Pokud tomu tak není, musí být rám pevně uchopen zepředu i zezadu. Nezvedejte křeslo držení loketních opěrek nebo stupaček. K přepravě jsou zapotřebí alespoň dvě osoby.

Při přepravě musí být dodrženy pokyny:

Přeprava pacienta sedícího na polohovacím křesle je absolutně zakázána.

Umístěte základnu sedadla vodorovně odjištěním příslušné páky a demontujte opěrku nohou.

Křeslo nyní mohou přepravovat nejméně 2 osoby.



Nikdy nezvedejte křeslo v rámu za kola, raději uchopte pevné části umístěné v přední a zadní části základny sedadla nebo na straně pod loketními opěrkami. Přenášení křesla na schodišti / na schodech musí být vždy prováděno dvěma osobami.

Naklání je během přepravy zakázáno. Během přepravy by pod křeslem neměl zůstat nikdo a žádné předměty. Může to způsobit zranění nebo poškození.

D) ŘÍZENÍ POLOHOVACÍHO KŘESLA OBSLUHOU

- Nebezpečí popálení, buďte opatrní, když se pohybujete v horkém nebo chladném prostředí (sluneční světlo, extrémní chlad, sauny atd.)
- Pokud v takových prostředích zůstane určitý čas, komponenty mohou odrážet jeho teplotu.
- Obsluha musí uvést křeslo do pohybu pomocí tažné tyče



E) OVLÁDÁNÍ KŘESLA V POHYBU

Obsluha musí regulovat rychlost a pohybovat se po svahu co nejpomaleji.

Vezměte v úvahu kapacitu obsluhy - pokud není dostatečně silný, aby ovládal polohovací křeslo, zatáhněte brzdy.

Pokud je křeslo vybaveno bezpečnostním pásem, použijte ho

Nepokoušejte se přejíždět ostré, prudké povrchy



F) ŽIVOTNOST

Očekávaná životnost tohoto produktu je pět let při každodenním používání a v souladu s bezpečnostními pokyny, pravidelnou údržbou a vhodným používáním, jak je uvedeno v této uživatelské příručce. Skutečná životnost závisí na frekvenci a intenzitě používání.

3. POPIS VÝROBKU

A) OPĚRKA HLAVY

- Opěrka hlavy je odnímatelná a výškově nastavitelná

B) POPRUHY

- Břišní pás
- 4bodový postroj

Břišní pás

Invalidní vozík je vybaven břišním pásem s nastavitelnými a odnímatelnými popruhy. Použití břišního pásu zajišťuje lepší polohu v případě svalových slabostí vedoucích ke špatnému držení těla a nabízí další zabezpečení proti rizikům pádu.

Instalace břišního pásu na polohovací křeslo:

- Umístěte a připevněte břišní pás tak, aby spodní část zad pacienta byla plně opřená o opěradlo sedadla. Podle toho utáhněte, abyste zabránili sklouznutí uživatele pod pás.

Břišní pás musí být zapnutý. Je nutná úprava třetí stranou a její ostrážitost. Je-li břišní pás odnímatelný, je důležité při každém použití zkontrolovat, zda je správně ukotven k upevnění.

4bodový postroj

Za žádných okolností nelze popruhy považovat za zadržovací zařízení, a proto musí poutka na popruh vždy zůstat přístupná uživateli pro účely zamykání a odemykání. Použití břišního pásu zajišťuje lepší polohu v případě svalových slabostí vedoucích ke špatnému držení těla a nabízí další zabezpečení proti rizikům pádu.

Postroj musí být připevněn. Je nutná úprava třetí stranou a její ostrážitost. Břišní pás je odnímatelný, proto je důležité při každém použití zkontrolovat, zda je správně nainstalován.

C) POSUVNÁ LIŠTA

Posuvná tyč umístěná za opěradlem umožňuje řídit polohovací křesla:

- MONTMARTRE, ELYSEE e, ELYSEE, PREMIUM (obrázek 1).
- ESSENTIEL, ESSENTIEL e (obrázek 1 bis)



(A)

(B)

D) POLOHOVÁNÍ

Modely MONTMARTRE, ELYSEE a ESSENTIEL

- Ovládání pomocí ovladače

Ležící úpravy

Chcete-li sklopit sedadlo, aktivujte rukojeť umístěnou na tlačné tyči za sedadlem opěradla (obrázek 1(A), obrázek 1bis (B)).

! Tento manévr musí být proveden výhradně ošetřovatelem

Model PREMIUM

Ležící úpravy

Chcete-li sklopit sedadlo, použijte dálkový ovladač (obrázek 2)



obrázek 2

- Dvě první tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci AUTONOMY (vpřed / vzad) pro samočinné naklápění.

BÍLÉ tlačítko: vpřed

ZELENÉ tlačítko: vzad

- MODRÉ tlačítko aktivuje program REST, aby automaticky upravil sklon vašeho sedadla, aby se vyhladilo napětí a snížilo riziko prodlouženého stlačení (jemné kolísání - 35min.)
- ŽLUTÉ tlačítko aktivuje funkci vibračního bederního polštáře MASÁŽ (cyklus 5 min)

Model ELYSEE e - ESSENTIEL e


Ležící úpravy

Chcete-li sklopit sedadlo ELYSEE, použijte dálkový ovladač (obrázek 3)

Chcete-li sklopit sedadlo ESSENTIEL e, použijte dálkový ovladač (obrázek 3b)



obrázek 3



obrázek 3b

- Dvě první tlačítka umožňují aktivovat elektrickou funkci AUTONOMY (vpřed / vzad) pro samočinné naklápění.

BÍLÉ tlačítko: vpřed

ZELENÉ tlačítko: vzad

E) SEDÁK VISCO CLASSE II


Váš sedák je vyroben z viskoelastické (paměťové) pěny s vysokou hustotou.

F) POTAH (Essentiel / Essentiel e)

Potah na sedadlo je odnímatelný a lze ho prát v pračce na 30 ° C.

Doporučujeme vám potah vložit do pracího vaku, abyste chránili jeho původní vzhled.

Chcete-li objevit výukový program montáže, naskenujte tento QR CODE.



G) PŘEDNÍ A ZADNÍ KOLA

Modely MONTMARTRE – PREMIUM – ESSNTIEL – ESSENTIEL e

4 kola o průměru 125 mm (obrázek 4).

- Před použitím vždy zkontrolujte, že vaše kola nejsou znečištěná
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou opotřebené pneumatiky. V případě potřeby je vyměňte.

! Při překonávání překážky NESMÍ být její výška vyšší než poloměr kola. Pokud je překážka vyšší než poloměr kola, musí se křeslo zvednout.



obrázek 4

Brzdy (obrázek 4)

- Zatlačte brzdy nohou a zatáhněte brzdy (A)
- Chcete-li brzdy uvolnit, zvedněte nohu (A)
- Tyto brzdy nesmí být použity na zpomalení křesla
- Při pohybu zkontrolujte, zda brzdy nejsou v kontaktu s koly

Modely ELYSEE a ELYSEE e

- Přední kola o šířce pneumatiky o200 mm.
- Zadní kola se šířkou pneumatiky o 300 mm.


Před použitím křesla vždy zkontrolujte, zda vaše kola nejsou znečištěná.

Před použitím křesla zkontrolujte, zda nejsou opotřebené pneumatiky. V případě potřeby je vyměňte

! Při překonávání překážky NESMÍ být její výška vyšší než poloměr kola. Pokud je překážka vyšší než poloměr kola, musí se křeslo zvednout.

Brzdy (obrázek 5)

- Zatlačte brzdy nohou a zatáhněte brzdy (A)
- Uvolněte brzdy stisknutím nohy (B)



(B)

obrázek 5

!

- Tyto brzdy nesmí být použity pro zpomalení křesla.
- Při pohybu zkontrolujte, zda brzdy nejsou v kontaktu s koly.

H) OPĚRKA NOHOU

Úhel opěrky nohou je nastavitelný

Modely ELYSEE a MONTMARTRE

Nastavení opěrky nohou

- Opěrka nohou je zvednutá díky 6polohovému hřebenu a pastorku, odděleně od sklopení.
- Nastavení opěrky nohou musí být provedeno obsluhou.

Modely PREMIUM - ELYSEE e - ESSENTIEL - ESSENTIEL e

Nastavení opěrky nohou

Úhlové nastavení opěrky nohou souvisí s polohováním sedadla a provádí se pomocí dálkového ovládání u elektrických modelů a pomocí tlačné tyče na ESSENTIEL. Musí to provést obsluha.

I) PODNOŽKY (obrázek 6a a 6b)

Stupačka je sklopná, odnímatelná a výškově nastavitelná.

Jak nastavit opěrku nohou na modelech
ELYSEE – MONTMARTRE




Photo 6a

Jak nastavit opěrku
nohou na modelu
PREMIUM




Photo 6b


Nastavení opěrky nohou

- Odšroubujte seřizovač (C), abyste mohli výškově nastavit opěrku nohou (obrázek 6a a 6b).
- Odepněte seřizovač (D), abyste skryli opěrku nohou pod sedadlem (obrázek a a b)

Nastavení opěrky nohou u modelů ESSENTIEL – ESSENTIEL e



obrázek 6b bis



obrázek 6a bis

Nastavení opěrky nohou

- Uvolněte tlačítko (D) a sejměte nebo upravte výšku opěrky nohou (obrázek 6a bis)
- 2 možné pozice (obrázek 6b bis) a (obrázek 6a bis)

!

- Před uvedením křesla do vzpřímené polohy vždy zkontrolujte, zda pod opěrkou noh nic neleží, aby nedošlo k přimáčknutí.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou desky stupaček rovně na podlaze.
- **NEVSTAVTE** se a nezatěžujte desky stupaček, pokud nejsou drženy rovně na podlaze.
- Před usazením nebo vyjmutím z křesla vždy zkontrolujte, zda jsou desky na podlaze rovně.
- Opěrka nohou je bezpečnostní komponent a nesmí být odstraněn.

J) STRANOVĚ ODKLOPNÝ STOLEK

Modely ELYSEE, ELYSEE e a MONTMARTRE

Vertikálně odklopný stolek (obrázek 7)

- Vložte seřizovač do místa tomu určenému.
- Utáhněte seřizovač.




Obrázek 7

Model PREMIUM - ESSENTIEL – ESSENTIEL e

Boční stolek (obrázek 8)

- Vložte držák zásobníku do otvorů k tomu určených ve sloupku.



Obrázek 8

K) PODPORA TĚLA (obrázek 9)

- Připevněte boční tyč k tlačné tyči.
- Vložte podpěru těla do trubice k tomu určené.
- Utáhněte seřizovač



Obrázek 9

Pro model ESSENTIEL – ESSENTIEL e

- Umístěte dodávaný papír **A** (přední strana) do vodorovného kontaktu se spodní částí tlačného pruhu (B) a svisle s (C). (obrázek 9 bis A)
- Kryt vyřízněte nebo vyvrtejte frézou do kříže vpravo nahoře nebo špičkou nůžek (obrázek 9bis A)
- Vložte papír **A** (zadní strana) a proveďte to znovu na stejném místě, kde jste právě vrtali.
- Připevněte boční lištu na 2 dodané otvory a utáhněte dodané malé kolečko (D) (obrázek 9 bis B)
- Nasad'te boční podpěru na dodanou trubku a utáhněte dodané kolo (E) (obrázek 9 bis C)


obrázek 9 bis A



Dodaný papír **A**


(C)

obrázek 9 bis B



(D)

obrázek 9 bis



(E)

L) HMOTNOST UŽIVATELE

Maximální hmotnost uživatele uvedená výrobcem by neměla přesáhnout 130 kg

M) UMÍSTĚNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU

Identifikační štítek je umístěn v zadní části polohovacího křesla (obrázek 10)



obrázek 10

4. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Identifikační číslo najdete na identifikačním štítku umístěném vzadu na příčném nosníku

Maximální hmotnost uživatele	130 kg
Hloubka sedadla PREMIUM – ELYSEE – ELYSEE e MONTMARTRE	460 mm – 480 mm – 500 mm
Hloubka sedadla ESSENTIEL – ESSENTIEL e	470 mm – 480 mm – 490 mm
Šířka sedadla PREMIUM – ELYSEE – MONTMARTRE	300 mm, 360 mm, 420 mm, 480 mm et 540 mm
Šířka sedadla ESSENTIEL – ESSENTIEL e	380 mm, 440 mm, 500 mm, 560 mm, 650 mm
Přední/zadní kola u modelů ELYSEE a ELYSEE e	2 přední kola o šířce pneumatiky 200 mm 2 zadní kola o šířce pneumatiky 300 mm
Přední/zadní kola u modelů PREMIUM - MONTMARTRE - ESSENTIEL – ESSENTIEL e	4 kola s brzdami, průměr 125 mm
Brzdy	Aktivace nohou
Opěrka nohou	Nastavitelné v úhlu
Podnožky	Nastavitelné a odnímatelné
Potahy	PVC/PU: Cocoa, Ebony, Raspberry pink v souladu s normami 2021-2 protokol o zkoušce č.367160735 Polyester: Choco Ed, Black Ed a vzory V souladu s normami 1021-2 – protokol o zkoušce č.1802686.01 Strakatá látka: Brown & Grey – protokol o zkoušce č.18.03363.01
Prošívané polstrování	Silikonové duté vlákno
Rám	Nerezová ocel
Barva rámu	Černá
Hmotnost polohovacího křesla	Od 33 do 50 kg v závislosti na velikosti
Celková délka	1000 až 1100 mm v závislosti na velikosti
Délka v náklonu	1450 až 1570 mm v závislosti na velikosti

Šířka	650 až 770 mm v závislosti na velikosti		
Celková výška	1250 mm		
Výška od podlahy po loketní opěrku	650 mm		
Výška od podlahy k základně sedadla	450 mm		
Sklon	30°		
Údaje o výkonu podle modelů	Jednotky	Min.	Max.
Celková délka s opěrkami nohou	mm	900	1350
Celková šířka	mm	640	760
Délka složeného křesla	mm	710	900
Šířka složeného křesla	mm	640	760
Výška složeného vozíku	mm	1320	1320
Celková hmotnost polohovacího křesla	kg	28	43
Hmotnost nejtěžší části	kg	12	22
Úhel základny sedadla	stupeň	0	30
Skutečná hloubka základny sedadla	mm	460	500
Skutečná šířka základny sedadla	mm	320	560
Výška základny sedadla na náběžné hraně	mm	450	450
Úhel zadního sedadla	stupeň	95	95
Výška zadního sedadla	mm	870	870
Vzdálenost mezi stupačkami a základnou sedadla	mm	450	450
Úhel nohou při sedu	stupeň	20	90
Vzdálenost mezi područkami a sedákem	mm	170	170
Vzdálenost mezi područkami vpředu a vzadu	mm	400	400
Průměr madla	mm	20	20
Horizontální umístění nápravy	mm	125	140
Poloměr otáčení	mm	355	900

5. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Očekávaná životnost polohovacího křesla závisí na použití, skladování, pravidelné údržbě a čištění.

A) PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Abyste udrželi polohovací křeslo INNOV'SA v dobrém stavu, musíte provést pravidelnou údržbu následovně:

- Utahujte šrouby, rukojeti, nastavovací tlačítka.
- Kontrolujte brzdy.
- Zkontrolujte sedadlo (čistotu, praskliny, poškození konstrukčních dílů atd.) A vyčistěte jej. V případě potřeby povlak vyměňte.
- Čistěte kola. V případě potřeby kola vyměňte.

B) ČIŠTĚNÍ

Očistěte plastové části polohovacího křesla vhodným čisticím prostředkem. Pečlivě si přečtěte konkrétní informace o vašem čisticím produktu. Používejte výhradně houbu nebo měkký kartáč. Plastové díly jsou například brzdy, opěrka nohou atd.

C) RECYKLACE



Likvidace a recyklace musí být prováděny v souladu s platnými pravidly a zákony platnými v každé zemi.

Všechny elektrické součásti musí být odstraněny a recyklovány jako elektrické součásti. Plastové části musí být odevzdány ve spalovnách odpadu nebo recyklovány. S ocelovými částmi a koly je třeba zacházet jako s kovovým odpadem.

6. ZÁRUKA

Záruční podmínky

Záruka polohovacího křesla se vztahuje na všechny konstrukční vady vzniklé v důsledku selhání materiálu nebo výroby po dobu 2 let počínaje dnem dodání. Datum nákupu musí být napsáno na certifikátu obsaženém v této příručce.

V rámci této záruky zahrnujeme pouze bezplatnou opravu nebo výměnu dílů, u nichž bylo uznáno, že jsou vadné, po schválení společností INNOV'SA. Tímto zdůrazňujeme, že opravy nebo výměny dílů budou prováděny pouze s novými náhradními díly po posouzení společnosti INNOV'SA.

Odmítáme jakoukoli odpovědnost nebo odpovědnost za jakékoli škody způsobené nepřiměřenou, nesprávnou nebo nevyhovující montáží nebo opravami, neopatrností a opotřebením, jakož i úpravami součástí nebo prvků prováděnými uživatelem nebo třetí stranou. V těchto případech nelze uplatnit odpovědnost našeho výrobce.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení povlaků, kol, trubek (pryže) atd. Škody způsobené silou nebo nesprávným použitím nejsou kryty. Na škody vzniklé v důsledku používání uživateli s hmotností nad maximální povolenou hmotností každého z našich modelů se záruka nevztahuje. Záruka je platná pouze při přísném dodržování pokynů pro údržbu.

ZÁRUČNÍ OSVĚDČENÍ

Příjmení: _____

Jméno: _____

Adresa: _____

PSČ: _____

Město: _____

Datum nákupu: _____

Pro uplatnění záruky musí být jasně uvedeno datum nákupu.

Model: _____

Výrobní číslo: _____

Razítko distributora:

Tato křesla jsou zdravotnické prostředky vyrobené v souladu se směrnicí:

93/42/CEE : 2007

Děkujeme za respektování životního prostředí. Tento výrobek a jeho obaly podléhají selektivnímu třídění odpadu. Produkt a obaly na konci životního cyklu by měly být recyklovány v autorizovaném sběrném zařízení. Využití odpadu přispěje k ochraně životního prostředí.

Abychom mohli neustále zlepšovat kvalitu našich služeb, předejte nám prosím své poznámky týkající se kvality, funkčnosti nebo používání našich produktů, které vyvíjíme.

POZNÁMKY
