




Antidekubitní měkká polohovací matrace

aks-duoplot plus
aks-duoplot plusRV

Návod

Originální návod k použití



Od: 2017-11-17

"Certifikovaný systém řízení kvality pro výrobu a distribuci ošetrovatelských systémů"



CE aks

OBSAH

1	Úvod	3
2	Účel	4
3	Obecné bezpečnostní pokyny	5
4	Dodávka	7
5	Přehled produktů	8
6	Příprava	9
6.1	Získání produktu s krytem inkoair®	10
7	Před prvním použitím	11
8	Použití	11
9	Příslušenství / sestava	13
10	Péče / čištění	13
11	Skladování	15
12	Opakované použití	15
13	Životnost	15
14	Likvidace	15
15	Záruka	16
16	Prohlášení o shodě	16
17	Údržba	17
18	Označování produktů	18
19	Technická data	19

1 Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali produkt AKS a za důvěru, kterou jste nám dali.

Matrace z měkké pěny aks-duoplot plus a aks-duoplot plus RV (dále také označované jako produkt) byly vyvinuty pro profylaxi a terapii tlakových vředů.

Mimo jiné se vyznačují následujícími vlastnostmi:

- regulace mikroklima v matraci prostřednictvím řezů pod ležícím povrchem
- pěnová pěna neobsahující CFC
- šířka k dispozici v 90 cm nebo 100 cm
- je dodáván s potahem matrace inkoair®
- stabilní a tím bezpečnější sezení na okraji postele a snadný přenos na židli / invalidní vozík díky zesíleným okrajovým zónám (s aks-duoplot plus RV)

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a znovu jej použijte, abyste předešli poškození nebo nebezpečí způsobeným nesprávným použitím. Obsahuje důležité informace a pokyny, které jsou nezbytné pro správné používání produktu.

Máte-li jakékoli dotazy, zejména pokud jde o bezpečnostní pokyny, obraťte se na svého odborného prodejce. Nepoužívejte produkt, dokud nebyly zodpovězeny všechny otázky, abyste předešli zranění a poškození způsobenému nesprávnou obsluhou.

Návod k použití uchovávejte na dosah ruky a při výměně rukou je předávejte!

Vzhledem ke změnám vyhrazeným pro nás je možné, že texty a ilustrace neodpovídají přesnému rozsahu dodávky.

Přejeme vám mnoho úspěchů při používání produktu a péči o pacienta.

2 Účel

Výrobek je neaktivním zdravotnickým prostředkem třídy I podle směrnice 93/42 / EHS, příloha IX.

Zamýšlené použití produktu je spánek / odpočinek. Za tímto účelem musí být umístěna na ošetřovatelské lůžko nebo na „standardní lůžko“ (viz kapitola Příprava).

Přípravek se používá k prevenci, léčbě nebo zmírnění tlakových vředů. Může být použit pro terapii tlakových vředů i pro profylaxi tlakových vředů. Pro profylaxi tlakových vředů je přípravek vhodný pro pacienty s vysokým rizikem dekubitů.

Produkt je určen k dlouhodobému použití za normálních podmínek. Je určen pro pacienty, kteří kvůli své nemoci, postižení nebo věku vyžadují převládající nebo trvalé ležení.

Výrobek je vhodný pro použití v domácnosti i pro použití ve stacionárních zařízeních.



Přípustná hmotnost pacienta je uvedena v kapitole Technické údaje.



Vhodnost přípravku pro pacienta musí být stanovena odborným posouzením lékaře a ošetřujícího personálu. Během hodnocení musí být funkční vlastnosti matrace přizpůsobeny individuálním poruchám a funkčním omezením pacienta. Je třeba zvážit možné kontraindikace.



Přípravek lze použít pouze k profylaxi a léčbě dekubitů do a včetně stupně III (podle EPUAP).

Produkt je vhodný pouze do suchých interiérů.



Klimatické podmínky musí být při okolní teplotě 10 ° C až 40 ° C, vlhkosti 20% až 80%, tlaku vzduchu 700 hPa až 1060 hPa a v rozmezí normálního atmosférického vzduchu.




Produkt je dodáván s potahem matrace inkoair®. Potah matrace inkoair® je vodotěsný chránič matrace inkontinence, který je speciálně navržen pro pacienty s inkontinencí moči a / nebo stolice.

Součástí zamýšleného použití je také přečtení a dodržování těchto pokynů pro použití a provádění údržbářských prací v souladu s plánem údržby (viz kapitola Údržba).

3 Obecné bezpečnostní pokyny

Vysvětlení použitých symbolů

Pro lepší orientaci jsou důležité informace v této příručce označeny následujícími symboly:

	Varování před nebezpečným bodem Označuje bezpečnostní pokyny, které je třeba dodržovat, a pokud nejsou dodržovány, existuje bezprostřední riziko pro zdraví a zdraví osob (vážné zranění a smrt).
	Bezpečnostní poznámka Označuje pokyny pro bezpečnou práci na výrobku a s ním.
	Informace Identifikuje užitečné poznámky k aplikacím a důležité informace.

Vysvětlení pojmenovaných skupin lidí

Provozovatel je ten, kdo vlastní zdravotnický prostředek, tj. každá fyzická nebo právnická osoba, která skutečně vykonává kontrolu nad zdravotnickým prostředkem. Provozovatel nemusí být nutně vlastníkem zdravotnického zařízení (např. Prodejny zdravotnického materiálu, specializovaní prodejci, zdravotní pojišťovny atd.). Přebírá hlavní odpovědnost za organizační opatření a za dodržování předpisů MPG a MPBetreibV a jejich správné provádění.

Uživatel (ošetřující personál) musí být na základě svého školení nebo znalostí a zkušeností oprávněn stavět, používat a udržovat zdravotnické prostředky. Uživatel musí být rovněž schopen posoudit klinický stav pacienta a odvrátit rizika pro pacienta pomocí cílených opatření.

Specializovaným personálem jsou osoby, které mají prostřednictvím odborné přípravy a praktických činností nezbytné odborné znalosti a nezbytné prostředky pro řádnou údržbu (montáž, uvedení do provozu, údržbu, kontrolu, opravu, přípravu a likvidaci) zdravotnických prostředků a jsou schopny tak činit v souladu s typem a Správně a srozumitelně provádět rozsah působnosti.

V tomto návodu k použití se termín **pacient** vztahuje na osobu, která potřebuje péči kvůli své nemoci, postižení nebo věku.



Bezpečnostní pokyny se vztahují na všechny osoby, které s produktem nebo na něm pracují v jakékoli formě. Oslovení určité skupiny lidí tedy nevyklučuje ostatní lidi.

Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

- Dodržujte všechna ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a všechna zákonná nařízení, jakož i předpisy bezpečnosti práce, předpisy prevence úrazů a obecně uznávaná technologická pravidla.
- Poučte uživatele podle pokynů k použití a řádně dokumentujte instrukce.
- Aby nedošlo k ohrožení, používejte pouze originální příslušenství / náhradní díly. (viz kapitola **příslušenství / kombinace**)

Bezpečnostní pokyny pro uživatele

- Výrobek používejte pouze k určenému účelu a v souladu s návodem k použití.
- Výrobek používejte, pouze pokud jste byli poučeni o jeho používání. Musíte mít příslušné odborné znalosti, abyste mohli zkontrolovat vhodnost produktu a správně posoudit riziko vzniku dekubitů.
- Posoudit existující dekubitní vředy na vhodné měkké polohování pacienta pomocí rozpoznaných prostředků.
- Před každým použitím se přesvědčte o správném a bezchybném stavu produktu a jeho příslušenství.
- Pokud je produkt poškozen, přestaňte jej používat. Označte výrobek jasně jako „vadný“ a informujte o tom svého odborného prodejce.
- Chraňte produkt před otevřeným ohněm (např. krbem, cigaretovým kouřem, svíčkou) a jinými tepelnými účinky (např. Před elektrickými příkrývkami). Hrozí nebezpečí požáru!
- Uvědomte si, že kouření v posteli zvyšuje riziko požáru.
- Chraňte produkt před špičatými a ostrými předměty a povrchy (to zahrnuje i drápy nebo zuby domácích zvířat). Hrozí nebezpečí poškození!
- Při používání produktu v pečovatelském lůžku s postranními kolejnicemi si uvědomte zvýšené riziko rozdrčení a stříhání.
- Při používání výrobku v pečovatelském lůžku s postranními kolejnicemi zkontrolujte výšku postranních kolejnic od horní části matrace, která musí být nejméně 220 mm. Pokud je spád menší než 220 mm, použijte vyvýšení boční kolejnice.
- Výrobek smí být používán pouze s vhodným potahem na matraci a prostěradlem. Vyhněte se přímému kontaktu pacienta s matrací nebo potahem matrace.

4 Dodávka

Výrobek již byl zkontrolován na závady a úplnost v továrně. Přesto zkontrolujte produkt ihned po obdržení, zda nedošlo k poškození během přepravy.

Po odstranění všech jednotlivých dílů zkontrolujte, zda je rozsah dodávky kompletní. Pokud nejsou k dispozici všechny části rozsahu dodávky, obraťte se na svého odborného prodejce.

Rozsah dodávky produktu je následující:

1x měkká matrace anti-decubitus vyrobená z pěny

1x potah matrace inkoair® (položený na matraci)

1x návod k obsluze




Obr. 4.05 - dodávka ve válcovaném stavu


Produkt je k dispozici v následujících variantách:

Produkt		Obj.č.
aks-duoplot plus	90 x 200 x 14 cm	04791
	100 x 200 x 14 cm	04792
aks-duoplot plus RV	90 x 200 x 14 cm	04801
	100 x 200 x 14 cm	04802

5 Přehled produktů



Obr. 5.01 - aks-duoplot plus



Obr. 5.02 - aks-duoplot plus RV

6 Příprava

Výrobek je určen k použití na ošetřovatelském lůžku nebo na „standardním lůžku“.

Vezměte prosím na vědomí, že ležící plocha ošetřovacího lůžka / lůžka je stabilní a vnější rozměry ležící plochy jsou vhodné pro produkt. Výrobek lze použít na všechny roštové rámy a mřížkové povrchy, nastavitelné nebo tuhé.



Vezměte prosím na vědomí, že optimálního účinku lze dosáhnout pouze v případě, že antidekubitní matrace je na úrovni.

Ložná plocha nesmí mít žádné ostré rohy a hrany, které by mohly matraci poškodit.



Pečovatelské lůžko / lůžko musí mít držák matrace nebo rámovou konstrukci, která zabraňuje vyklouznutí produktu.

Před použitím a během montáže zkontrolujte, zda produkt není poškozený a vadný.




Nepoužívejte poškozený produkt.

1. Zelený obalový film opatrně otevřete na jednom konci (např. Bezpečnostním nožem se skrytou čepelí). Ujistěte se, že produkt nepoškozujete.
2. Poté, co byl produkt pokrytý krytem inkoair® vybalen, vyjměte jej z balicí fólie.
3. Balicí fólii uschovejte pro případný transport nebo skladování.

4. Umístěte produkt na povrch postele vaší postele.

5. Ujistěte se, že logo „aks“ a symbol chodidla směřují nahoru. Logo „aks“ musí být umístěno v hlavě lůžka a symbol chodidla v nohách postele (obrázek 6.01).

6. Před použitím nechte produkt rozložený přibližně 2 hodiny, aby se pěna mohla dostatečně vyvinout a aklimatizovat.



Obr. 6.01 – Matrace s potahem

7. Zajistěte produkt na povrchu postele před možným uklouznutím. Za tímto účelem upněte měkkou nosnou matraci mezi držák matrace nebo mezi rámovou konstrukci.

Produkt se nekomprimuje a v matraci se objevují vyboulení.

8. Poté položte prostěradlo na měkkou matraci nebo na kryt matrace inkoair®. Věnujte pozornost aplikaci bez vrásek.
9. Nakonec před umístěním pacienta na matraci s měkkým ložem zkontrolujte, zda na ležícím povrchu matrace nejsou možné tlakové body kvůli pomačkání a pevnému uložení produktu.




Při používání produktu na ošetřovacím lůžku s postranními kolejnicemi se ujistěte, že funkce postranních kolejnic jsou plně zachovány.

6.1 Získání produktu s krytem inkoair®

Produkt je již dodáván. Může však být nutné odstranit a znovu zakrýt pro čištění (viz kapitola **Péče / Čištění**). Chcete-li získat:

- Umístěte produkt (bez krytu) na povrch postele vaší postele.
- Ujistěte se, že „spodní“ otisk na základní vrstvě (silná pěnová vrstva) směřuje k povrchu postele. Tenká pěnová vrstva musí být viditelná a je to povrch postele matrace (obrázek 6.1.01).
- Během polohování není třeba rozlišovat mezi horní a spodní částí matrace
- Matraci zakryjte dodaným potahem matrace inkoair® a vyhněte se vráskám.
- Ujistěte se, že ochranné překrytí zipu probíhá shora dolů, tzn. Kapaliny nesmějí být schopny proniknout potahem matrace shora přes zip (obrázek 6.1.02).




Obr. 6.1.04 - Pěnové vrstvy (např. Aks-duoplot plus)



Potah matrace inkoair® musí být k matraci připevněn tak, aby štítek „horní / část pro hlavu“ mohl být čten shora. Tento štítek je připevněn ke středu plochy potahu matrace, který nemá zip (obrázek 6.1.03). Je důležité zajistit, aby směr šipky odpovídal směru šipky na typovém štítku (boční potisk matrace, viz kapitola **Označování produktů**).

- Znovu se ujistěte, že produkt leží na posteli tak, aby tenká pěnová vrstva směřovala nahoru.
- Nyní postupujte podle popisu v bodě 7 v kapitole Příprava.



Obr. 6.1.05 - Překrytí zipu



Obr. 6.1.06 - Potah matrace se štítkem

7 Před prvním použitím

Před prvním použitím a před opětovným použitím zjistěte bezpečný stav produktu pomocí informací o údržbě v kapitole **Údržba**. Před každým opětovným použitím vyčistěte produkt podle kapitoly **Péče / čištění**.



Chraňte produkt před přímým slunečním zářením a teplem.

8 Použití

Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV je pěnová matrace s jednodílným povrchem postele. Slouží ke snížení smykových sil a pracuje na principu měkkého ložiska. Používá se k profylaxi otlaků a k léčbě dekubit na celém těle. V terapii otlaků může být použit až do a včetně stupně III (podle EPUAP).

Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV se skládá ze dvou různých pěn. Základem je 10 cm vysoká PU pěnová vrstva. V oblasti hlavy a chodidel jsou v horní části základny provedeny příčné řezy, které zlepšují rozložení tlaku a snižují střížnou sílu.

Povrch postele matrace se skládá z měkčí PU pěnové vrstvy o výšce 4 cm. Ležící povrch je přilepen k základně.

Kromě toho má aks-duoplot plus RV v oblasti bočně ležícího povrchu zesílené okrajové zóny o šířce 11 cm. Skládají se z pevnější PU pěny.

Měkčí pěna ležícího povrchu s nižší tvrdostí stlačení nabízí optimální přizpůsobení tvaru těla pacienta. Výsledkem je, že tělo pacienta leží na větší kontaktní ploše, což snižuje kontaktní tlak. Krevní oběh v tkáňových oblastech se zlepšuje a snižuje se riziko vzniku dekubitů. Zvláště exponované oblasti těla, např. Lokty, pánev, paty jsou optimálně zbaveny tlaku.

Aks-duoplot plus RV také nabízí zesílené okrajové zóny, které umožňují stabilní a tudíž bezpečnější sezení. To také usnadňuje přenos na židli / invalidní vozík.

Aks-duoplot plus / aks-duoplot plus RV je chráněn před znečištěním nepromokavým nepropustným potahem matrace inkoair®. Potah matrace je uzavřen zipem a je odnímatelný. V případě kontaminace v pračce je možné ji prát domácími prostředky.

Polohování pacienta



Nepokládejte pacienta přímo na existující rány.



Používání výrobku zcela nenahrazuje pravidelné přemístění pacienta.



Trvalé měkké polohování má tu nevýhodu, že pacient může ztratit strukturu těla, pohyblivost je omezená a spontánní pohyby mohou být sníženy. Aktivace péče je proto obtížná.

9 Příslušenství / sestava



Jako příslušenství lze použít pouze originální příslušenství AKS, protože pouze tato zařízení byla testována společností AKS a zaručují tak dokonalou a bezpečnou funkci. Příslušenství, které nebylo schváleno společností Aks, může způsobit nebezpečí.

Příslušenství		Obj.č.
Sada pro prodloužení matrace aks-duoplot plus	90 x 20 x 14 cm	04793
	100 x 20 x 14 cm	04794
Sada pro prodloužení matrace aks-duoplot plus RV	90 x 20 x 14 cm	in Arbeit
	100 x 20 x 14 cm	in Arbeit
inkoair®- potah matrace	90 x 200 x 14 cm	49030
	100 x 200 x 14 cm	49031
	90 x 220 x 14 cm	49056
	100 x 220 x 14 cm	49057

Prodlužovací sady matrací sestávající z prodlužovacího kusu 20 cm a potahu matrace inkoair® 90/100 x 220 x 14 cm.

Další příslušenství na vyžádání.

10 Péče /Čištění

Výroba produktu podléhá nejvyšším standardům kvality. Dodržujte následující pokyny, aby se vlastnosti stanovené výrobcem neměnily:

Všechny výrobky jsou vybaveny štítkem.



Při čištění a dezinfekci dodržujte příslušné pokyny k mytí a péči na typovém štítku. Význam symbolů najdete v tabulce „Vysvětlení symbolů“ v kapitole **Označování produktů**.

Všeobecně

- Používejte pouze dermatologicky testované látky.
- Používejte pouze dezinfekční prostředky neobsahující alkohol a chlor.
- Používejte pouze postupy ze seznamu RKI (Robert Koch Institute) nebo dezinfekčního seznamu VAH (Association for Applied Hygiene e.V.).
- Nepoužívejte abraziva ani saponáty s amoniakem.
- Nepoužívejte zásadité / zásadité čisticí prostředky.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, např. rozpouštědla a tvrdé kartáče atd.

Dodržujte pokyny a ochranná opatření výrobců čisticích a dezinfekčních prostředků.



Produkt čistěte pravidelně a je-li zřejmá kontaminace.

Matrace

Produkt je vhodný pro ruční čištění vlhkým hadříkem.

- Používejte pouze slabé a nealkoholické čisticí prostředky.

Matrace musí být dezinfikována validovaným postupem. Například je možné autoklávovat matraci až do 105 ° C.

Potah matrace inkoair®

Kryt matrace lze čistit ručně jemným čisticím prostředkem bez alkoholu a hadříkem.

Pokud je kontaminován, lze jej prát v pračce při 95 ° C a používat domácí čisticí prostředky.

Ruční dezinfekce musí být provedena pomocí validovaného dezinfekčního procesu. Pro čištění a dezinfekci je nutný validovaný mechanický postup podle RKI (Robert Koch Institute).

Postupujte podle pokynů k praní na etiketě (viz kapitola **Označování výrobků**).

Potah matrace nesmí být bělený a žehlený.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se možností dezinfekce, obraťte se na svého odborného prodejce.

11 Skladování

Výrobek musí být skladován čistý, suchý a rovný a nesmí se skládat.

Místo skladování musí být co nejchladnější a nejsuchější, normální pokojová teplota by neměla být překročena ani klesnout pod. Vyvarujte se přímého slunečního záření.

Pro skladování používejte originální obal pro ochranu před prachem.

Klimatické podmínky jsou popsány v kapitole o **Zamýšleném použití** a musí být dodrženy.



Výška stohu max. Nesmí být překročeno 10 kusů!

Nepokládejte na výrobek nic, co by jej mohlo poškodit (např. špičaté předměty s ostrými hranami).

12 Skladování

Produkt je vhodný pro opakované použití. Ujistěte se, že byl produkt před použitím (např. při výměně pacientů) očištěn a dezinfikován v souladu s kapitolou **Péče / čištění** a že byl podroben údržbě v souladu s kapitolou **Údržba**.

13 Životnost

Životnost výrobku přirozeně závisí na typu použití. Častá přeprava, čištění a dezinfekce snižují životnost i nesprávnou manipulaci a nesprávné skladování.

Dbejte na přípustnou hmotnost pacienta (viz kapitola **Technické údaje**). Překročení přípustné hmotnosti pacienta vede nejen ke snížení životnosti produktu, ale také ke zvýšení rizika vzniku dekubitů, které je vždy přítomno při skladování pacienta.

14 Likvidace

Výrobek se skládá z plastových a kovových částí (zip). Musí být zlikvidováno řádně a v souladu se zákonnými ustanoveními. Chcete-li to provést, obraťte se na místní společnost zabývající se likvidací odpadu. Při likvidaci mimo Německo dodržujte příslušné národní právní předpisy.



Při likvidaci se ujistěte, že jednotlivé komponenty nejsou infekční nebo kontaminované.

15 Záruka

Výrobek se vyznačuje dlouhou životností a vysokou spolehlivostí. Pokud se vyskytne problém, informujte svého prodejce. Tím se situace co nejdříve napraví.

U našich výrobků přijímáme záruku bezchybné kvality v rámci našich prodejních a dodacích podmínek. Poskytujeme **dvouletou tovární záruku** na věcné vady od data nákupu (znečištění a běžné opotřebení nepředstavuje záruku).



Nedodržení pokynů pro použití, nesprávného použití a změn a doplňků bez souhlasu společnosti aks způsobí neplatnost záruky a odpovědnosti za výrobek obecně.

16 Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje požadavky směrnice 93/42 / EHS „Zdravotnické prostředky“ s ohledem na směrnici o změně 2007/47 / ES. Během vývoje byly použity následující standardy:

- DIN EN ISO 10993-5 Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Testování na cytotoxicitu in vitro
- DIN EN ISO 14971 Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizik na zdravotnické prostředky
- DIN EN 1041 Poskytování informací výrobcem zdravotnických prostředků
- DIN EN 62366 Zdravotnické prostředky - aplikace použitelnosti na zdravotnické prostředky
- DIN EN ISO 15223-1 Zdravotnické prostředky - Symboly, označení a informace, které mají být použity při označování zdravotnických prostředků - Část 1: Obecné požadavky

17 Údržba

Výrobek pravidelně a před každým dalším použitím zkontrolujte.

Pokud během těchto zkoušek existují známky poškození / poškození, přestaňte produkt používat. Označte výrobek jasně jako „vadný“ a informujte o tom svého odborného prodejce.

Následující tabulka vám pomůže s zkouškou:

(i.O. = v pořádku, n.i.O. = není v pořádku, n.a. = nepoužitelné)

Přihláška			
<input type="checkbox"/> Soukromá domácnost	<input type="checkbox"/> lůžkové zařízení	<input type="checkbox"/> _____	
Údaje o matraci			
<input type="checkbox"/> aks-duoplot plus	<input type="checkbox"/> aks-duoplot plus RV		
Kontrolní bod	i.O.	n.i.O.	n.a.
Přezkum základních požadavků			
Vhodné použití			
Povolená kombinace matrací a potahů na matrace			
Čitelný štítek matrace (název produktu, sériové číslo, označení CE, informace o výrobci)			
Pokyny k použití jsou k dispozici			
Kontrola matrace			
Žádné deformace / vytváření dutin / poškození / praskliny			
Žádná kontaminace základní pěnové vrstvy			
Žádné znečištění ložné plochy (a okrajových zón)			
Ložná plocha (a okrajové zóny) nepoškozená (žádné praskliny, díry, kalení atd.)			
Žádné opotřebení, žádné opotřebení			
Pevně přilepené spoje mezi pěnamí			
Kontrola krytu matrace			
Žádné praskliny, díry, oddělené švy			
Žádné znečištění			
Žádné opotřebení			
Zip funkční			
Štítek typového označení uvnitř potahu matrace je k dispozici a je čitelný			
Štítek „dolní / horní strana“ na přední straně a čitelný			
Celkové hodnocení			
Poznámka:			
Datum	Firma	Kontrolor	Podpis
Další zkouška: _____			

18 Označování produktů

Označování produktů	
 NAME Breite x Länge x Höhe SN JJJMM - 12345 € 	Typový štítek Matrace potisk
	Označení spodní Matrace potisku
	Typový štítek Povlak na matraci (uvnitř)
	Označení horní / horní Potah matrace (vnější)

Vysvětlení symbolů	
	postupujte podle pokynů k použití (ISO 7000-1641)
	prací teplota 95°C, normální proces
	nebřit
	nežehlit
	sušení možné v bubnové sušičce. Sušení při nízkých hodnotách.
	profesionální chemické čištění, normální proces
	Tento produkt splňuje základní požadavky směrnice 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

19 Technická data

	aks-duoplot plus	aks-duoplot plus RV
Klasifikace:	Zdravotnický prostředek třídy I podle přílohy IX směrnice 93/42/EHS	
Klimatické podmínky:	<ul style="list-style-type: none"> - okolní teplota od 10°C do 40°C - vlhkost od 20% do 80% - tlak vzduchu od 700 hPa do 1060 hPa - normální atmosférický vzduch 	
Matrace		
Rozměry (šířka/délka/výška) a objednáací čísla:	Obj. č. 04791 (90 x 200 x 14 cm) Obj. č. 04792 (100 x 200 x 14 cm)	Obj. č. 04801 (90 x 200 x 14 cm) Obj. č. 04802 (100 x 200 x 14 cm)
Hmotnost:	ca. 9,4 kg (90 x 200 x 14 cm) ca. X,X kg (100 x 200 x 14 cm)	ca. 9,1 kg (90 x 200 x 14 cm) ca. X,X kg (100 x 200 x 14 cm)
přípustná hmotnost pacienta:	od 40 kg do 140 kg	
Materiál:	PU-pěna	
tenká pěnová vrstva (4 cm):	Hustota: 35 kg/m ³ ± 5% Tlak tvrdost: 3 kPa; 40 % ± 10%	
silná pěnová vrstva (10 cm):	Hustota: 32 kg/m ³ ± 5% Tlak tvrdost: 4 kPa; 40 % ± 10%	
Okrajové zóny:		Hustota: 32 kg/m ³ ± 5% Tlak tvrdost: 4 kPa; 40 % ± 10%
inkoair® potah		
Rozměry (šířka/délka/výška) a objednáací čísla:	Obj. č. 49030 (90 x 200 x 14 cm) Obj. č. 49031 (100 x 200 x 14 cm)	
Materiál:	40 % Polyester, 60 % Polyurethan Hmotnost: 130 g/m ² ± 10 g/m ²	



Všechny části a data podléhají neustálému dalšímu vývoji, a proto se mohou od uvedených informací lišit.

Zde zadejte údaje o svém produktu:

Typ: aks-duoplot plus aks-duoplot plus RV

Výrobní číslo: _____

Rozměry / velikost: 90 x 200 x 14 cm 100 x 200 x 14 cm

Datum výroby: Rok _____ Měsíc _____

První použití: Rok _____ Měsíc _____

Prodejce:

Název _____

Ulice _____

PSČ / Město _____

Telefonní číslo _____

Poznámky:

Poznámky:

Poznámky:



aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH

Antwerpener Straße 6

D-53842 Troisdorf

☎ +49(0)2241/9474-0

☎ +49(0)2241/9474-88

✉ aks@aks.de

🌐 www.aks.de

Opakovaný tisk, a to i částečně, je povolen pouze s předchozím souhlasem vydavatele.
Všechna práva, technické změny a tiskové chyby vyhrazeny.