




Sprchovací a toaletní židle

PICO

Návod k použití

Bezpečnostní pokyny:




Nepoužívejte při zjištění jakékoli závady.

Všechny nožky by měly být ve stejné výšce.





Hrozí riziko překlopení, nikdy na židli nestoupejte!

Maximální nosnost 160 kg.



Obsah balení:



Montáž:





Použití:



Čištění:

Nepoužívejte abrazivní látky!
Čištění vysokotlakovým čističem
povoleno,
max. čistící teplota 85°C/ 3 min.



Výhradní obchodní a servisní zastoupení pro ČR:

SIVAK medical technology s. r. o.

Jana Masaryka 1713

500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327

Střediska:

- Nádražní 82, 701 00 Ostrava tel.: 596 115 329
- ÚSP Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
- Na Topolce 1, 140 00 Praha tel.: 261 211 788