


POLOHOVACÍ KŘESLO ELYSEE II



ELYSEE II je křeslo pro vnitřní i venkovní použití. Lze jej používat doma i v sociálních zařízeních. Je určeno především pro osoby, které ztrácejí soběstačnost a kterým pomáhá pečovatel. Stejně jako u všech výrobků INNOV'SA jsou opěradlo, opěrka hlavy a područky vyrobeny z měkkých potahů, které zmírňují tlakové body. **Křeslo ELYSEE II je standardně vybaveno sedákem z paměťové pěny třídy II, popruhy a opěrkou hlavy.** Křeslo ELYSEE II je k dispozici také v elektrické verzi.

Vlastnosti:	
prošívané moduly	snadná výměna v případě opotřebení
složení povlaku	vnitřní vložka ze silikonových dutých vláken, která zmírňuje tlakové body
složení křesla	- plášť ze 4 dílů vodoodpudivých OSB desek - sedací plochy ze dřeva potažené polypropylenovou vrstvou
+ výrobek	- bubnový brzdový systém s ovládacím prvkem na rukojeti - odnímatelné opěrky nohou, které lze zvednout
polohování	ruční sklápění: sedadlo / opěradlo / opěrka nohou s ozubeným kolečkem
bezpečnost	- normy pro nehořlavé povlaky PVC/PU: M2 - 1021-1 - 1021-2 a biokompatibilní - nehořlavé tkaniny Velours a Chinés: 1021-1 - 1021-2 a biokompatibilní
povrchová úprava	vodoodpudivý samet, PVC/PU, strukturovaná tkanina
šířky sedadel	38 (T6), 44 (T9), 50 (T12), 56 (T15) , 65 (T18) cm
výška sedu (od podlahy)	48 cm
výška opěrek rukou (od podlahy)	71 cm
celková šířka	66 cm (T6), 67 cm (T9), 73 cm (T12), 79 cm (T15), 88 cm (T18)
doplňky	boční peloty, stolec
max váha uživatele	130 kg
hmotnost	37,5 kg
výrobce	Francie



KŘESLO ELYSEE II


rozměry

šířka sedu	hloubka sedu	celková šířka	výška sedu	celková výška	hmotnost křesla	max hmotnost uživatele
38 cm (T6)	48 cm	66 cm	52 cm	135 cm	37,5 kg	130 kg
44 cm (T9)		67 cm				
50 cm (T12)		73 cm				
56 cm (T15)		79 cm				
65 cm (T18)		88 cm				

odchyly v rozměrech a hmotnosti +1,5 cm / 1,5 kg



odnímatelné sklopné podnožky



bubnové brzdy

Pokyny k péči

Předpokládanou životnost křesla ovlivňuje pravidelné používání, skladování, péče a čištění.

Údržba a čištění

Abyste křeslo INNOV'SA udrželi v dobrém stavu, měli byste pravidelně kontrolovat:

- zkontrolujte a vyčistěte kola, v případě potřeby je vyměňte,
- zkontrolujte, zda jsou šrouby, páky a seřizovací prvky pevně utaženy,
- zkontrolujte brzdy,
- zkontrolujte křeslo (čistota, případné praskliny nebo poškození konstrukčních částí atd.) a vyčistěte jej,
- v případě potřeby vyměňte čalounění.

BARVY



1
2
3

PVC/PU s nehořlavou úpravou M2

- 1- černá
- 2- hnědá
- 3- růžová



4
5

nehořlavý vodoodpudivý velur EN 1021.1 & 1021.2

- 4 - čokoláda edice
- 5 - černá edice



6
7

nehořlavé tkaniny EN 1021.1 & 1021.2

- 6 - šedá
- 7 - hnědá

nastavitelné boční peloty



stolek

