



Ilustrační foto!

Matrace **PIUMA-UP** se doporučuje pro prevenci a léčbu dekubit, pro dlouhodobé terapie a domácí terapie. Délka cyklu pulzování matrace je 12 minut. Střídání kontaktních míst s pokožkou provádí jemnou masáž, která umožňuje dobrý průtok krve a dobré okysličení tkání, čímž se zabrání vzniku dekubit. Pomocí tlačítka snadno nastavíte tlak na základě hmotnosti pacienta.

- 18 prvků matrace Nylon + PVC o celkové výšce 10,2 cm jsou zvláště pohodlné, zajištěné knoflíky, snadno vyměnitelné v případě zlomení a omyvatelné.
- kompresor je možné díky plastovým háčkům na zadní straně snadno umístit na všechny typy lůžek.

Technické údaje:

kompresoru (LAR263)

- 220V / 50-60 Hz
- tlak: 40-100 mm Hg
- napájecí kabel: 2 m
- uvolnění vzduchu: 6-7 LPM
- doba cyklu: 12 minut
- rozměry: 260 x 130 x 100 mm
- hmotnost: 1,6 kg

matrace (LAR163)

- velikost matrace: 2000 x 900 x 110 mm
- materiál buňky, základny a krytu: Nylon[®]/PVC
- výška článků (nafouknutá): 7,6 cm
- hmotnost matrace: 6,5 kg
- nosnost: 145 kg

Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 553 775 002