

SOFTFORM[®] PREMIER ACTIVE 2RX

kombinuje aktivní a pasivní matraci. Bez ohledu na to, zda je kompresor vypnutý nebo zapnutý, poskytuje tato matrace díky speciální vysoké prořezávané pěně ochranu rizikových pacientů:

- je vhodná k prevenci vzniku nejvyšších stupňů dekubitů
- připojením jednotky 2RX pomáhá v léčbě již vzniklých dekubitů
- efektivní rozdělení tlaku
- je k dispozici v různých velikostech



Jednotka 2RX

- intuitivní uživatelské rozhraní
- téměř tichý provoz ($\leq 24\text{dB}$)
- jedno nastavení tlaku
- 10minutový cyklus 1 v 2

- horní kryt
- pěnová vrstva
- vložka vzduchových buněk
- U jádro
- spodní kryt



Matrace L839 s kompresorem L803

- vhodná pro prevenci a léčbu dekubitů
- tvořena ze dvou řad komor, které jsou plněny vzduchem z kompresoru
- rozměr 90 x 200 cm, výška je 6 cm, 130 komor
- nosnost matrace je 100 kg

Kompresor je nedílnou součástí této matrace.

- průtok je max. 5 l/min. a je regulovatelný
- rozměr 25 x 12 x 11 cm



Jedná se o zdravotnický prostředek. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 553 775 002

www.sivak.cz
info@sivak.cz
1/2026