





*Sprchovací židle***GALAXY**

Návod k použití

Návod k obsluze si před použitím pečlivě prostudujte. Ošetřující lékař nebo jiná ošetřující osoba nese zodpovědnost za vhodnost produktu pro konkrétního pacienta.

**ÚDRŽBA**

K čištění rámu mimo sedadla je nutné zakrýt montážní otvory. Židli omývejte jemným čistícím prostředkem a poté usušte. **Pozor!** Maximální nosnost **100 kg!**



Výškové nastavení nožiček!

INFORMACE K LIKVIDACI VÝROBKU A OBALŮ:

Po uplynutí životnosti výrobku musí být výrobek včetně jeho příslušenství a obalového materiálu řádně zlikvidován. Jednotlivé části mohou být odděleny dle označení materiálu a zlikvidovány.

Výhradní obchodní a servisní zastoupení pro ČR:

SIVAK medical technology s.r.o.

Jana Masaryka 1713

500 12 Hradec Králové

tel.: 495 220 684, fax.: 495 221 327

Střediska:

- Nádražní 82, 701 00 Ostrava tel.: 596 115 329
- v CSS Hrabyně, 747 67 tel.: 553 775 002
- Na Topolce 1, 140 00 Praha tel.: 261 211 788