



## Action 1R<sup>®</sup>

Standardní ocelový vozík Invacare **Action 1R<sup>®</sup>** se vyznačuje nejen svou nízkou hmotností 17,5 kg, extrémní stabilitou, ale i jeho výjimečnou kvalitou. K vozíku se nabízí další příslušenství pro jednotlivé požadavky uživatelů a pečujících osob v každodenním životě (brzdy, kola, různé typy nožních opěrek, držák na berle,...). Díky svému kompaktnímu tvaru je vozík velmi mobilní i ve stísněných podmínkách. Stabilní skládací rám, rychloupínací osy zadních kol umožňují snadnou přepravu vozíku v kufru Vašeho automobilu.

### KÓDY SÚKL

předepisuje: **PRL, REH, NEU, ORT, DIA, GER, INT, PED + schválení revizním lékařem**

**5018259** sk.07 **ACTION 1 R** mechanický vozík

**úhrada**

8 765,00

**cena**

8 765,00

**doplatek**

plně hrazen

předepisuje: **REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem**

**5018273** sk.07 **PODNOŽKY POLOHOVACÍ**

5 148,00

5 720,00

572,00

**5018284** sk.07 **KOLEČKA STABILIZAČNÍ**

2 898,00

3 220,00

322,00

předepisuje: **PRL, REH, NEU, ORT, GER - NEPODLÉHÁ schválení revizním lékařem**

**5002101** sk. 07 **FLOTECH LITE SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ** - NÍZKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, VÝŠKA 7,8 CM, NOSNOST 127 KG

974,40

2 906,14

1 931,74

předepisuje: **PRL, REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem**

**5002104** sk.07 **FLOTECH CONTOUR VISCO SEDACÍ POLŠTÁŘ** - STŘEDNÍ RIZIKO, VÝŠKA 12 CM, NOSNOST 127 KG

2 142,56

2 142,56

plně hrazen



380 / 405 / 430 /  
455 / 480 / 505 mm



425 mm



3°



495 mm



0° / 7°



430 mm



70°



330 - 455 mm



240 mm



608 - 700 mm  
(Seat width +195 mm)



250 mm



1085 - 1125 mm



835 - 875 mm



950 mm



1.



2.



125 kg



from 17.5 kg



from 10 kg

- Max. bezpečný sklon  
Max. sklon parkovací brzdy: 7°  
Statická stabilita z kopce: 18°  
Statická stabilita do kopce: 9°  
Statická stabilita do strany: 19°

- Složené rozměry  
výška 735 - 950 mm  
hloubka 1025 mm  
šířka: 250 mm

- Poloměr  
Min. poloměr otáčení: 915 mm  
Osa otočení: 1280 mm

- Celkové rozměry  
V některých konfiguracích přesahuje celková šířka nebo délka hodnotu povolených limitů pro přístup k nouzovým únikovým cestám.

Tento invalidní vozík není možné použít jako sedadlo v motorovém vozidle.

Jedná se o zdravotnický prostředek pro zlepšení mobility. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

### STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788  
tel./fax: 553 775 002

[www.sivak.cz](http://www.sivak.cz)  
[info@sivak.cz](mailto:info@sivak.cz)  
01/2026