



Action 1R[®]

Standardní ocelový vozík Invacare **Action 1R[®]** se vyznačuje nejen svou nízkou hmotností 17,5 kg, extrémní stabilitou, ale i jeho výjimečnou kvalitou. K vozíku se nabízí další příslušenství pro jednotlivé požadavky uživatelů a pečujících osob v každodenním životě (brzdy, kola, různé typy nožních opěrek, držák na berle,...). Díky svému kompaktnímu tvaru je vozík velmi mobilní i ve stísněných podmínkách. Stabilní skládací rám, rychloupínací osy zadních kol umožňují snadnou přepravu vozíku v kufru Vašeho automobilu.

KÓDY SÚKL

předepíše: **PRL, REH, NEU, ORT, DIA, GER, INT, PED + schválení revizním lékařem**

	úhrada	cena	doplatek
5001593 sk.07 ACTION 1 R mechanický vozík	8 765,12	8 765,12	plně hrazen

předepíše: **REH, NEU, ORT, INT, PED + schválení revizním lékařem**

5003868 sk.07 PODNOŽKY POLOHOVACÍ	5 149,55	5 721,73	572,18
---	----------	----------	--------


5003688 sk.07 KOLEČKA STABILIZAČNÍ	2 901,27	3 223,64	322,37
--	----------	----------	--------

předepíše: **PRL, REH, NEU, ORT, GER - NEPODLÉHÁ schválení revizním lékařem**

5002101 sk. 07 FLOTECH LITE SEDACÍ POLŠTÁŘ PĚNOVÝ - NÍZKÉ RIZIKO VZNIKU DEKUBITŮ, VÝŠKA 7,8 CM, NOSNOST 127 KG	974,40	2 906,14	1 931,74
--	--------	----------	----------

předepíše: **PRL, REH, NEU, ORT, GER + schválení revizním lékařem**

5002104 sk.07 FLOTECH CONTOUR VISCO SEDACÍ POLŠTÁŘ - STŘEDNÍ RIZIKO, VÝŠKA 12 CM, NOSNOST 127 KG	2 142,56	2 142,56	plně hrazen
--	----------	----------	-------------



380 / 405 / 430 /
455 / 480 / 505 mm

425 mm

3°


495 mm

0° / 7°

430 mm

70°

330 - 455 mm



240 mm

608 - 700 mm
(Seat width +195 mm)

250 mm

1085 - 1125 mm

835 - 875 mm

950 mm

1.

2.



125 kg

from 17.5 kg

from 10 kg

- Max. bezpečný sklon
Max. sklon parkovací brzdy: 7°
Statická stabilita z kopce: 18°
Statická stabilita do kopce: 9°
Statická stabilita do strany: 19°
- Složené rozměry
výška 735 - 950 mm
hloubka 1025 mm
šířka: 250 mm

- Poloměr
Min. poloměr otáčení: 915 mm
Osa otočení: 1280 mm

- Celkové rozměry
V některých konfiguracích přesahuje celková šířka nebo délka hodnotu povolených limitů pro přístup k nouzovým únikovým cestám.

Tento invalidní vozík není možné použít jako sedadlo v motorovém vozidle.

Jedná se o zdravotnický prostředek pro zlepšení mobility. Před použitím si přečtěte návod. Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní. Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit. Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 553 775 002

www.sivak.cz
info@sivak.cz
01/2024