

Aktivní antidekubitní pěnová matrace

SOFTFORM[®] PREMIER ACTIVE 2 RX

Softform Premier Active 2 RX kombinuje aktivní a pasivní matraci. Bez ohledu na to, zda je kompresor vypnutý nebo zapnutý, poskytuje tato matrace díky speciální vysoké prořezávané pěně ochranu rizikových pacientů.

- je vhodná k prevenci vzniku nejvyšších stupňů dekubitů
- připojením jednotky RX2 pomáhá v léčbě již vzniklých dekubitů
- efektivní rozdělení tlaku
- je k dispozici v různých velikostech



Jednotka RX 2

- intuitivní uživatelské rozhraní
- téměř tichý provoz ($\leq 24\text{dB}$)
- jedno nastavení tlaku
- 10minutový cyklus 1 v 2



105 mm

275 mm

155 mm

1,75 kg



830 - 900 mm

1810-2100 mm

152 mm


14 kg

247,6 kg

80°

(10 mm zvýšení)
1000-1030-1050-
1150-1200 mm

- horní kryt
- pěnová vrstva
- vložka
vzduchových buněk
- U jádro
- spodní kryt



Vzhled a konfigurace výrobku uvedené v tomto propagačním materiálu jsou pouze ilustrativní.

Uvedená cena odpovídá základnímu vybavení výrobku a konečná cena se od této může lišit.

Pro detailní informace kontaktujte společnost SIVAK medical technology s. r. o.

STŘEDISKA firmy SIVAK:

- Na Topolce 1714/1b, 140 00 Praha
- Nádražní 651/82, 701 00 Ostrava
- v CSS Hrabyně, 747 67 Hrabyně

tel./fax: 261 211 788
tel./fax: 596 115 329
tel./fax: 553 775 002

Internetové adresy
<http://www.sivak.cz>
e-mail: info@sivak.cz